



Vücut Estetiđi

Kalça İmplantları

Testis İmplantları


Alt Baldır İmplantları

Burun & Yanak İmplantları

Çene İmplantları

Kalça İmplantları

- ✓ 4 farklı projeksiyonla 34 çeşit model.
- ✓ Yuvarlak ya da anatomik şekil.
- ✓ Yüksek Kohezif Jel.
- ✓ Tekstürlü ya da pürüzsüz yüzey.



ES 62 Pürüzsüz Yüzey

Ürün kodu	Çap (cm)	Proj.(cm)	Hacim (cc)
62140	8.4	4.1	140
62180	9.1	4.3	180
62200	9.4	4.4	200
62220	9.7	4.5	220
62240	10.3	4.7	240
62260	10.4	4.7	260
62280	10.6	4.9	280
62300	10.8	5.0	300

ES 60 Pürüzsüz Yüzey

Ürün kodu	Yükseklik (cm)	Genişlik (cm)	Proj. (cm)	Hacim (cc)
60150	13.1	9.6	2.3	150
60210	14.6	10.7	2.6	210
60230	12.0	11.2	3.5	230
60275	12.4	11.4	3.8	275
60300	13.9	10.9	3.6	300
60325	14.7	11.3	3.7	325
60375	14.7	11.7	4.1	375
60425	15.0	12.4	4.5	425
60480	15.5	13.2	4.8	480

ES 62C Tekstürlü Yüzey


Ürün kodu	Çap (cm)	Proj.(cm)	Hacim (cc)
62140C	8.4	4.1	140
62180C	9.1	4.3	180
62200C	9.4	4.4	200
62220C	9.7	4.5	220
62240C	10.3	4.7	240
62260C	10.4	4.7	260
62280C	10.6	4.9	280
62300C	10.8	5.0	300

ES 60C Tekstürlü Yüzey

Ürün kodu	Yükseklik (cm)	Genişlik (cm)	Proj. (cm)	Hacim (cc)
60150C	13.1	9.6	2.3	150
60210C	14.6	10.7	2.6	210
60230C	12.0	11.2	3.5	230
60275C	12.4	11.4	3.8	275
60300C	13.9	10.9	3.6	300
60325C	14.7	11.3	3.7	325
60375C	14.7	11.7	4.1	375
60425C	15.0	12.4	4.5	425
60480C	15.5	13.2	4.8	480

Testis İmplantları

- ✓ 5 farklı çeşit.
- ✓ Oval şekil.
- ✓ Yüksek Kohezif Jel.
- ✓ Pürüzsüz yüzey.
- ✓ Sabitleme yerinden komşu dokulara kolayca surlarınır.



ES 520		Pürüzsüz Yüzey		
Ürün kodu	Çap (cm)	Uzunluk (cm)	Hacim (cc)	
52006	2,2	2,8	6	
52012	2,8	3,3	12	
52018	3,0	4,2	18	
52022	3,3	4,7	22	
52026	3,3	5,2	26	

Alt Baldır İmplantları

- ✓ 2 profilli 11 çeşit model
- ✓ Simetrik ya da asimetrik şekil.
- ✓ Yüksek Kohezif Jel.
- ✓ Pürüzsüz yüzey.
- ✓ İmplantın arkasındaki Dakron plaka yerleştirmeye yardımcı olur




ES 54		Simetrik Şekil			
Ürün kodu	Çap (cm)	Genişlik (cm)	Proj. (cm)	Hacim (cc)	
54060	16,8	3,3	2,0	60	
54090	17,0	3,7	2,8	90	
54110	17,7	5,8	2,1	110	
54120	18,9	5,2	2,6	120	
54160	19,5	6,9	2,3	160	
54180	19,0	5,9	3,1	180	
54220	18,7	7,1	3,2	220	



ES 54		Asimetrik Şekil			
Ürün kodu	Çap (cm)	Genişlik (cm)	Proj. (cm)	Hacim (cc)	
54135	22,0	4,9	2,3	135	
54140	18,6	5,3	2,6	140	
54150	13,9	6,4	2,9	150	
54165	23,9	5,6	2,3	165	

Burun & Yanak İmplantları


- ✓ 2 profilli 4 çeşit model, her birine ayrı.
- ✓ Burun ve yanak şekil.
- ✓ Medikal-Kalite silikon elastomer
- ✓ Sabitleme delikleriyle komşu dokulara kolaylıkla suturlanır.
- ✓ Pürüzsüz yüzey.



ES 55

Burun İmplantı

Ürün kodu	Uzunluk (cm)	Genişlik (cm)	Taban (cm)
55001	5.1	0.8	2.5
55002	5.3	0.8	2.8
55003	5.4	0.8	3.3
55004	5.9	0.9	3.5




ES 33

Yanak İmplantı

Ürün kodu	Uzunluk (cm)	Genişlik (cm)	Kalınlık (cm)
33001	2.4	1.7	0.3
33002	3.0	2.1	0.4
33003	3.4	2.3	0.4
33004	3.8	2.4	0.5

Çene İmplantı


- ✓ 2 profilli 7 çeşit model.
- ✓ Medikal-Kalite silikon elastomer
- ✓ Pürüzsüz yüzey.



ES 32 / 34 / 36 / 38

Pürüzsüz Yüzey

Ürün kodu	Uzunluk (cm)	Genişlik (cm)	Kalınlık (cm)
32000	3.4	1.3	0.9
34000	3.9	1.3	0.9
36000	4.2	1.5	0.9
38000	4.5	1.3	0.7



ES 325

Pürüzsüz Yüzey

Ürün kodu	Uzunluk (cm)	Derinlik (cm)	Yükseklik (cm)	Kalınlık (cm)
32501	6.2	3.0	0.6	0.6
32502	6.5	3.4	0.8	0.8
32503	7.0	3.8	0.9	0.8