

Keller Funnel™ ile...

İnsizyon uzunluğunu kısaltın...

Deneyimli cerrahlar, Keller Funnel™'in salin protez yerleştirmede kullanılan küçük kesilerden silikon protez yerleştirmeyi mümkün kıldığını rapor etmişlerdir.

Protez yerleştirme seçeneklerinizi artırın...

Küçük bir kesiden protez yerleştirme imkanı doktorunuza yaptığı kesiyi saklamak çeşitli fırsatlar sunar. Özellikle, cildi yara izine eğilimli hastalar için çok avantajlı bir alettir.

Protez hasarını minimize edin...

Keller Medical, Inc. tarafından yürütülen mühendislik çalışmalarına göre; Keller Funnel™ geleneksel protez yerleştirme metodları ile karşılaştırıldığında daha az güç gerektirir. Daha az güç protez yüzeyinde daha az baskı anlamına gelir, böylece protezin kötü kullanımından kaynaklı uzun dönem ve kısa dönemde oluşabilecek komplikasyonlar azalır. **

Doktorunuzla Keller Funnel™ hakkında konuşmayı unutmayın...

** Çalışma sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz:
<http://www.kellerfunnel.com/research/breast-implant-ruptures.html>

Her cerrahi prosedürde olduğu gibi Keller Funnel™ kullanımında da riskler olabilir. Cerrahi sonuçlar ve bireysel sonuçlar kendi içinde değişkenlik gösterebilir ve bu sonuçları doktorunuzla görüşmeniz gereklidir.

Keller Funnel™ Amerika Birleşik Devletleri'nde meme büyütme ameliyatlarında protezin ilerletilmesi için kullanılan yumuşak, steril bir alettir. Siz de ameliyatınızda kullanılmak üzere bir Keller Funnel™ edinmek istiyorsanız, lütfen doktorunuzla görüşün...



Keller Funnel™ ile ilgili daha fazla bilgi için
Elektron Medikal ile iletişime geçiniz.
www.elektronmedikal.com.tr

Keller Medical, Inc.

Üretici: Keller Medical, Inc.
1239 SE Indian Street, #112, Stuart, FL 34997
info@kellerfunnel.com www.kellerfunnel.com



Keller Funnel™ ile ilgili belgelendirmelere
web sitesinden ulaşabilirsiniz.
www.kellerfunnel.com

Kadınlar artık
Keller Funnel™'i
soruyor...

Protez
yerleştirmede
akıllı yaklaşım...

Sizde var mı?




Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor
Keller Medical, Inc.
To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm



Düğme İliğinden Su Balonu Geçirmek Gibi!..

Silikon jel protezler genellikle su balonlarına benzetilir. Bugüne kadar, cerrahlar silikon protezleri küçük bir kesiden elle, zoraki itmek zorunda kalmıştır. Bu zorlama çevre dokularda morarma ve protezin dış yüzeyinin zayıflamasına sebep olabilir. Keller Funnel™ huni şeklinde naylon bir alettir ve cerrahlara hiç dokunmadan protezi yerleştirme imkanı sunar. Bu -temassız- tekniğin meme büyütme ameliyatları sonrası karşılaşılan kapsül oluşturma riskini ve ağırlı komplikasyonları azalttığı bilinmektedir.



Hununin iç yüzeyi ıslanıldığında aşırı kaygan bir yüzey oluşturacak şekilde özel bir kaplama ile kaplıdır. Huninin ucu cerrahın yaptığı kesi ağzından içeri doğru yerleştirilir ve cerrah protezi minimal bir güçle ilerleterek nazıkçe ve çabucak yerine koyar.

Ameliyatınızda Keller Funnel™ istemeyi unutmayın...

Lı Tıpkı sizin gibi, dünyadaki milyonlarca kadın en doğal görünümü meme protezini seçmektedir. Şimdi, doktorunuz Keller Funnel'in sağladığı nazık cerrahi yaklaşımla birlikte silikon meme protezini kombine ederek size daha estetik avantajlar sunabilecek... Çünkü, Plastik Cerrah Kevin Keller tarafından tasarlanan Keller Funnel™ cerraha salın protez yerleştirir gibi, küçük bir kesiden silikon protez yerleştirme imkanı sunuyor...



Doktorunuzla Keller Funnel™ in avantajları hakkında konuşun...

- İnsizyon (kesi) uzunluğu,
- Morarma ve ameliyat sonrası rahatsızlık,
- Protezi yerleştirmek için uygulanan güç ve protezin yırtılma riski,
- Ameliyat süresi,
- Enfeksiyon bazlı komplikasyonlar,

* (1) Adams, WP (Ocak 2009) "Kapsül Kontraktür: Nedir? Sebebi nedir? Nasıl önenebilir ve müdahale edilebilir?" Plastik Cerrahide Klinikler
(2) Mladick, RA (1993) "Temassız, submusküler salın meme protezi yerleştirme tekniği" Estetik Cerrahi Dergisi
(3) Wiener, TC (March 2008) "İnsizyon (kesi) seçimi ile kapsül kontraktür arasındaki ilişki" Estetik Cerrahi Dergisi

Keller Funnel™ huni şeklinde, naylon bir alettir, cerrahınız protezinizi hiç dokunmadan yerleştirebilir, böylece enfeksiyon riski de kendiliğinden azalmış olur.*

