

# Genel implant Katalođu

  
MemoryGel™  
BREAST IMPLANTS



2011 EYLÜL İTİBARI İLE GEÇERLİDİR

 **MENTOR**®  
MAKE LIFE MORE *beautiful*™

2002 yılında Hollanda Leiden’de yeni bir üretim tesisi kurulmuştur. 6000 metrekare alanıyla kendi türünde dünyanın en büyüğüdür. Bu tesis her implant kabuğunu kararlı bir biçimde üreten otomasyon meme implantı batırma makinelerine sahiptir. Gün geçtikçe ürünlerimize artan taleplere cevap vermek için, yeni tesisimiz yılda 300,000 adetten fazla üretim yapılmakta ve 100’den fazla ülkeye dağıtım yapılmaktadır. Mentor olarak tüm ürünlerimiz katı tasarım standartlarından ve testlerden geçmektedir.





Mentor Worldwide LLC 1969 yılında kurulmuştur ve küresel tıbbi estetik marketinde lider tıbbi ürün tedarikçisidir. 25 yılı aşkın süredir dünyanın lider yüksek kalite meme implantı üreticisi olarak, tecrübelerimizin sonucunda güvenebileceğiniz kaliteli ürünlere sahibiz.

Ana merkez California, Santa Barbara'da olup, Mentor üretimi ve araştırma faaliyetlerini Amerika'da, Mauritius'da ve Hollanda'da gerçekleştirmektedir. 1995 yılında, Mentor ürünlerine CE damgası almayı başaran ilk meme implantı üreticisi olmuştur.

Mentor cerrahlar ile beraber çalışarak yenilikçi ürünler geliştirmiştir; SPECTRA™ Ayarlanabilir Jel Meme İmplantları, BECKER™ Doku Genişletici/Meme İmplantları ve CONTOUR PROFILE™ Jel Meme İmplantları.

Mentor'un üretim kabiliyeti özeldir. Biomalzeme ve biopolimerler üretiminde değerli tecrübeler sahibiz. Aynı zamanda, denetleme ekspertizimiz sayesinde firmamız dünyanın en sıkı denetlenen sağlık ürünleri marketine girmemizi sağlamıştır.

Mentor yüksek müşteri odağına sahip bir üreticidir. Satış personelimiz ürün bilgileri açısından tam donanımlıdır, bu durum onları değerli birer bilgi kaynağı yapmaktadır. Detaylı bilgi ve sorularınız için, yerel Mentor ya da Johnson&Johnsons ofisine (sayfa 33) ya da dağıtıcımızla temasa geçiniz.

23 Ocak 2009 yılında Mentor Johnson&Johnsons tarafından alınmış ve sutur, mesh, hemostat ve diğer geniş cerrahi prosedür ürünleriyle lider tedarikçi olan ETHICON Inc. bünyesinde başlı başına bir şirket olmuştur. Bu kuvvet birliği ile, müşterilerimize ve profesyonellere yenilikçi, bilimsel ve klinik-tabanlı çözümler sunmak, geliştirmek ve kendini ve hayat kalitesini yenileyen güvenilir küresel estetik ürünleri tedarikçisi olma arzusundayız. Kısa, amacımız hayatınızı güzelleştirmektir.

MemoryGel™ Meme implantları, Geliştirilmiş İmplant.....	1
MemoryGel™ Meme implantları hakkında MemoryGel™ Meme implant Ürünleri Tablosu	

Her zaman hepsi Kohezif .....	2
-------------------------------	---

Yuvarlak Jel Meme İmplantları, Kohezif I™ .....	3
---	---

SILTEX™ Yuvarlak Meme İmplantları, Orta Profil, Kohezif I™	
SILTEX™ Yuvarlak Meme İmplantları, Orta <i>Plus</i> Profil, Kohezif I™	
SILTEX™ Yuvarlak Meme İmplantları, Yüksek Profil, Kohezif I™	
SILTEX™ Yuvarlak Meme İmplantları, Ultra Yüksek Profil, Kohezif I™	
Pürüzsüz Yuvarlak Meme İmplantları, Düşük Profil, Kohezif I™	
Pürüzsüz Yuvarlak Meme İmplantları, Orta Profil, Kohezif I™	
Pürüzsüz Yuvarlak Meme İmplantları, Orta <i>Plus</i> Profil, Kohezif I™	
Pürüzsüz Yuvarlak Meme İmplantları, Yüksek Profil, Kohezif I™	
Pürüzsüz Yuvarlak Meme İmplantları, Ultra Yüksek Profil, Kohezif I™	

Yuvarlak Jel Meme İmplantları, Kohezif II™ .....	7
--	---

SILTEX™ Yuvarlak Meme İmplantları, Orta Profil, Kohezif II™	
SILTEX™ Yuvarlak Meme İmplantları, Orta <i>Plus</i> Profil, Kohezif II™	
SILTEX™ Yuvarlak Meme İmplantları, Yüksek Profil, Kohezif II™	

CONTOUR PROFILE™ Meme İmplantları, Kohezif III™ .....	9
---	---

CPG™ Meme İmplantları 331, Kohezif III™, Uzun Yükseklik, Orta Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 321, Kohezif III™, Orta Yükseklik, Orta Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 311, Kohezif III™, Kısa Yükseklik, Orta Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 332, Kohezif III™, Uzun Yükseklik, Orta <i>Plus</i> Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 322, Kohezif III™, Orta Yükseklik, Orta <i>Plus</i> Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 312, Kohezif III™, Kısa Yükseklik, Orta <i>Plus</i> Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 333, Kohezif III™, Uzun Yükseklik, Yüksek Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 323, Kohezif III™, Orta Yükseklik, Yüksek Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 313, Kohezif III™, Kısa Yükseklik, Yüksek Projeksiyon	
CPX™ Doku Genişleticiler/ CPG™ Meme İmplantları	
Ölçüm Rehberi – İki aşamalı Meme Rekonstrüksiyonu	

BECKER™ Doku Genişleticiler/Meme İmplantları.....	15
---	----

SILTEX™ Yuvarlak BECKER™ 25 Genişletici/İmplant, Kohezif I™	
SILTEX™ Yuvarlak BECKER™ 50 Genişletici/İmplant, Kohezif I™	
SILTEX™ CONTOUR PROFILE™ BECKER™ 35 Genişletici/İmplant, Kohezif II™	

SPECTRA™ Ayarlanabilir Jel Meme İmplantları.....	16
--	----

SILTEX™ Yuvarlak SPECTRA™ Ayarlanabilir Jel Meme İmplantları, Kohezif I™	
Pürüzsüz Yuvarlak SPECTRA™ Ayarlanabilir Jel Meme İmplantları, Kohezif I™	

Steril, Tekrar Steril Edilebilir Jel Meme İmplant Sizer.....	17
--	----

Yuvarlak Meme İmplantları, Düşük Profil	
Yuvarlak Meme İmplantları, Orta Profil	
Yuvarlak Meme İmplantları, Orta <i>Plus</i> Profil	
Yuvarlak Meme İmplantları, Yüksek Profil	
Yuvarlak Meme İmplantları, Ultra Yüksek Profil	
CPG™ Meme İmplantları 331, Kohezif III™, Uzun Yükseklik, Orta Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 321, Kohezif III™, Orta Yükseklik, Orta Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 311, Kohezif III™, Kısa Yükseklik, Orta Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 332, Kohezif III™, Uzun Yükseklik, Orta <i>Plus</i> Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 322, Kohezif III™, Orta Yükseklik, Orta <i>Plus</i> Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 312, Kohezif III™, Kısa Yükseklik, Orta <i>Plus</i> Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 333, Kohezif III™, Uzun Yükseklik, Yüksek Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 323, Kohezif III™, Orta Yükseklik, Yüksek Projeksiyon	
CPG™ Meme İmplantları 313, Kohezif III™, Kısa Yükseklik, Yüksek Projeksiyon	

CONTOUR PROFILE™ Doku Genişleticiler.....	23
---	----

SILTEX™ CONTOUR PROFILE™ Doku Genişleticiler, Kısa Yükseklik, Stil 6100	
SILTEX™ CONTOUR PROFILE™ Doku Genişleticiler, Orta Yükseklik, Stil 6200	
SILTEX™ CONTOUR PROFILE™ Doku Genişleticiler, Uzun Yükseklik, Stil 6300	

Diğer Doku Genişleticiler.....	24
--------------------------------	----

Pürüzsüz Yuvarlak Doku Genişleticiler	
Pürüzsüz Eliptik Doku Genişleticiler	
Pürüzsüz Hilal Doku Genişleticiler	
Pürüzsüz Dikdörtgen Doku Genişleticiler	

Aksesuarlar.....	24
------------------	----

Aseptik Transfer Sistemi	
Enjeksiyon Port Detektörü	
Enjeksiyon Portu	

Önemli Güvenlik Bilgileri.....	26
--------------------------------	----

Bize Ulaşın.....	27
------------------	----



## Geliştirilmiş İmplant

- Son derece uyumlu kabuğu yerleştirmeyi kolaylaştırır
- A.B.D. ve AB üretici standartlarına sıkı bağlı
- Ömürboyu ürün değiştirme politikası
- Düşük, Orta, Orta *Plus*, Yüksek ve Ultra Yüksek Projeksiyon
- Meme dokusu benzeri patentli silikon jel formülü doğal bir his verir.

## MemoryGel® Meme İmplantları Hakkında

Mentor® MemoryGel® Meme İmplantları olarak dünyadaki tüm MENTOR® Silikon Jel-dolgulu Meme İmplantları patentli kohezif silikon jel formülü kullanılarak doldurulmuştur. Jel içeriğinin değişken olmasıyla, Mentor çok yumuşaktan çok sıkıya değişebilen ürün yelpazesıyla üretim yapabilmektedir.

## MemoryGel® Meme İmplantlarının Ürün Tablosu

Ürün Profili	Kohezif I™	Kohezif II™	Kohezif III™
Yuvarlak Düşük	X		
Yuvarlak Orta	X	X	
Yuvarlak Orta <i>Plus</i>	X	X	
Yuvarlak Yüksek	X	X	
Yuvarlak Ultra Yüksek	X		
CONTOUR PROFILE™ Ailesi			X
Yuvarlak Becker 25	X		
Yuvarlak Becker 50	X		
CONTOUR PROFILE™ Becker 35		X	
Yuvarlak SPECTRA® Ayarlanabilir	X		

## Her zaman Hepsi Kohezif



Geliştirilmiş MemoryGel Meme İmplantları.

TÜM MENTOR® Silikon Jel-Dolgulu Meme İmplantları kohezif, güvenli ve estetik açıdan tatmin edici jel içerir.

### KOHEZİF I™

MENTOR® Meme İmplantlarında kullanılan standart kohezif jel. Bu en yumuşak jel yıllar boyunca tekstürlü ve pürüzsüz Yuvarlak Düşük, Orta, Orta *Plus*, Yüksek ve Ultra Yüksek Profil Jel Meme İmplantları ve Yuvarlak SPECTRA® ve Becker implantlarda tercih edilmistir.

### KOHEZİF II™


Daha sert implant isteyen cerrahlar için daha sıkı bir jeldir. Bu jel tekstürlü Yuvarlak Düşük, Orta, Orta *Plus*, Yüksek Profil Jel Meme İmplantlarında ve CONTOUR PROFILE® Becker implantlarında tercih edilmektedir.

### KOHEZİF III™

Mentor implantlarının şeklini korumasını sağlayan, sıkılık derecesi tatmin edici ve en uygun estetik sonuçlar veren en kohezif jeldir. Bu jel MENTOR® CONTOUR PROFILE® Jel Ailesi tarafından kullanılmaktadır.


## Silikon Jel Meme İmplantları, Kohezif I™

### Siltex™ Yuvarlak Orta Profil, Kohezif I™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
100 cc	8,8 cm	2,5 cm	<b>354-1007</b>	RSZ-7100
125 cc	9,3 cm	2,8 cm	<b>354-1257</b>	RSZ-7125
150 cc	10,2 cm	2,7 cm	<b>354-1507</b>	RSZ-7150
175 cc	10,7 cm	2,8 cm	<b>354-1757</b>	RSZ-7175
200 cc	11,2 cm	2,8 cm	<b>354-2007</b>	RSZ-7200
225 cc	11,4 cm	3,0 cm	<b>354-2257</b>	RSZ-7225
250 cc	11,5 cm	3,3 cm	<b>354-2507</b>	RSZ-7250
275 cc	12,4 cm	3,4 cm	<b>354-2757</b>	RSZ-7275
300 cc	12,6 cm	3,5 cm	<b>354-3007</b>	RSZ-7300
325 cc	12,9 cm	3,6 cm	<b>354-3257</b>	RSZ-7325
350 cc	13,4 cm	3,7 cm	<b>354-3507</b>	RSZ-7350
375 cc	13,4 cm	3,8 cm	<b>354-3757</b>	RSZ-7375
400 cc	13,5 cm	3,9 cm	<b>354-4007</b>	RSZ-7400
450 cc	13,9 cm	4,1 cm	<b>354-4507</b>	RSZ-7450
500 cc	14,2 cm	4,3 cm	<b>354-5007</b>	RSZ-7500
550 cc	14,8 cm	4,4 cm	<b>354-5507</b>	RSZ-7550
600 cc	15,4 cm	4,5 cm	<b>354-6007</b>	RSZ-7600
700 cc	16,8 cm	4,3 cm	<b>354-7007</b>	RSZ-7700
800 cc	17,2 cm	4,6 cm	<b>354-8007</b>	RSZ-7800

### Siltex™ Yuvarlak Orta *Plus* Profil, Kohezif I™




Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
100 cc	8,1 cm	2,7 cm	<b>354-1001</b>	RSZ-1001
125 cc	8,8 cm	2,9 cm	<b>354-1251</b>	RSZ-1251
150 cc	9,4 cm	3,0 cm	<b>354-1501</b>	RSZ-1501
175 cc	10,0 cm	3,2 cm	<b>354-1751</b>	RSZ-1751
200 cc	10,5 cm	3,3 cm	<b>354-2001</b>	RSZ-2001
225 cc	10,9 cm	3,5 cm	<b>354-2251</b>	RSZ-2251
250 cc	11,3 cm	3,6 cm	<b>354-2501</b>	RSZ-2501
275 cc	11,7 cm	3,7 cm	<b>354-2751</b>	RSZ-2751
300 cc	12,0 cm	3,7 cm	<b>354-3001</b>	RSZ-3001
325 cc	12,3 cm	3,8 cm	<b>354-3251</b>	RSZ-3251
350 cc	12,6 cm	3,8 cm	<b>354-3501</b>	RSZ-3501
375 cc	12,9 cm	3,9 cm	<b>354-3751</b>	RSZ-3751
400 cc	13,2 cm	4,0 cm	<b>354-4001</b>	RSZ-4001
450 cc	13,7 cm	4,1 cm	<b>354-4501</b>	RSZ-4501
500 cc	14,1 cm	4,2 cm	<b>354-5001</b>	RSZ-5001
550 cc	14,4 cm	4,4 cm	<b>354-5501</b>	RSZ-5501
600 cc	14,7 cm	4,5 cm	<b>354-6001</b>	RSZ-6001
700 cc	15,7 cm	4,8 cm	<b>354-7001</b>	RSZ-7001
800 cc	16,6 cm	5,0 cm	<b>354-8001</b>	RSZ-8001

\*10 kere steril edilebilir.


## Silikon Jel Meme İmplantları, Kohezif I™ devamı

### Siltex™ Yuvarlak Yüksek Profil, Kohezif I™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
125 cc	8,4 cm	3,6 cm	<b>354-4125</b>	RSZ-1254
150 cc	8,9 cm	3,8 cm	<b>354-4150</b>	RSZ-1504
175 cc	9,4 cm	4,0 cm	<b>354-4175</b>	RSZ-1754
200 cc	9,9 cm	4,1 cm	<b>354-4200</b>	RSZ-2004
225 cc	10,2 cm	4,3 cm	<b>354-4225</b>	RSZ-2254
250 cc	10,5 cm	4,5 cm	<b>354-4250</b>	RSZ-2504
275 cc	10,9 cm	4,6 cm	<b>354-4275</b>	RSZ-2754
300 cc	11,1 cm	4,7 cm	<b>354-4300</b>	RSZ-3004
325 cc	11,5 cm	4,8 cm	<b>354-4325</b>	RSZ-3254
350 cc	11,7 cm	4,9 cm	<b>354-4350</b>	RSZ-3504
375 cc	12,0 cm	5,0 cm	<b>354-4375</b>	RSZ-3754
400 cc	12,3 cm	5,1 cm	<b>354-4400</b>	RSZ-4004
425 cc	12,5 cm	5,2 cm	<b>354-4425</b>	RSZ-4254
450 cc	12,7 cm	5,2 cm	<b>354-4450</b>	RSZ-4504
500 cc	13,2 cm	5,4 cm	<b>354-4500</b>	RSZ-5004
550 cc	13,5 cm	5,6 cm	<b>354-4550</b>	RSZ-5504
600 cc	14,0 cm	5,7 cm	<b>354-4600</b>	RSZ-6004
650 cc	14,3 cm	5,8 cm	<b>354-4650</b>	RSZ-6504
700 cc	14,7 cm	6,0 cm	<b>354-4700</b>	RSZ-7004
800 cc	15,4 cm	6,3 cm	<b>354-4800</b>	RSZ-8004

### Siltex™ Yuvarlak Ultra Yüksek Profil, Kohezif I™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
135 cc	8,0 cm	4,3 cm	<b>354-5135</b>	RSZ-5135
160 cc	8,4 cm	4,5 cm	<b>354-5160</b>	RSZ-5160
185 cc	8,6 cm	4,6 cm	<b>354-5185</b>	RSZ-5185
215 cc	8,9 cm	4,7 cm	<b>354-5215</b>	RSZ-5215
240 cc	9,2 cm	4,9 cm	<b>354-5240</b>	RSZ-5240
270 cc	9,5 cm	5,0 cm	<b>354-5270</b>	RSZ-5270
295 cc	9,9 cm	5,2 cm	<b>354-5295</b>	RSZ-5295
320 cc	10,0 cm	5,3 cm	<b>354-5320</b>	RSZ-5320
350 cc	10,3 cm	5,4 cm	<b>354-5350</b>	RSZ-5350
375 cc	10,5 cm	5,5 cm	<b>354-5375</b>	RSZ-5375
400 cc	10,8 cm	5,6 cm	<b>354-5400</b>	RSZ-5400
430 cc	11,1 cm	5,8 cm	<b>354-5430</b>	RSZ-5430
455 cc	11,3 cm	5,9 cm	<b>354-5455</b>	RSZ-5455
480 cc	11,6 cm	6,0 cm	<b>354-5480</b>	RSZ-5480
535 cc	12,1 cm	6,3 cm	<b>354-5535</b>	RSZ-5535
590 cc	12,6 cm	6,5 cm	<b>354-5590</b>	RSZ-5590

\*10 kere steril edilebilir.

## Silikon Jel Meme İmplantları, Kohezif I™ devamı

### Pürüzsüz Yuvarlak Düşük Profil, Kohezif I™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
100 cc	9,4 cm	1,9 cm	<b>310JSP1100</b>	RSZ-1100
125 cc	10,1 cm	2,0 cm	<b>310JSP1125</b>	RSZ-1125
150 cc	10,7 cm	2,2 cm	<b>310JSP1150</b>	RSZ-1150
175 cc	11,3 cm	2,3 cm	<b>310JSP1175</b>	RSZ-1175
200 cc	11,8 cm	2,4 cm	<b>310JSP1200</b>	RSZ-1200
225 cc	12,3 cm	2,5 cm	<b>310JSP1225</b>	RSZ-1225
250 cc	12,7 cm	2,6 cm	<b>310JSP1250</b>	RSZ-1250
275 cc	13,1 cm	2,7 cm	<b>310JSP1275</b>	RSZ-1275
300 cc	13,5 cm	2,7 cm	<b>310JSP1300</b>	RSZ-1300
325 cc	13,9 cm	2,8 cm	<b>310JSP1325</b>	RSZ-1325
350 cc	14,2 cm	2,9 cm	<b>310JSP1350</b>	RSZ-1350
375 cc	14,5 cm	2,9 cm	<b>310JSP1375</b>	RSZ-1375
400 cc	14,8 cm	3,0 cm	<b>310JSP1400</b>	RSZ-1400
450 cc	15,4 cm	3,1 cm	<b>310JSP1450</b>	RSZ-1450
500 cc	16,0 cm	3,3 cm	<b>310JSP1500</b>	RSZ-1500
550 cc	16,5 cm	3,4 cm	<b>310JSP1550</b>	RSZ-1550
600 cc	17,0 cm	3,5 cm	<b>310JSP1600</b>	RSZ-1600

### Pürüzsüz Yuvarlak Orta Profil, Kohezif I™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
100 cc	9,3 cm	2,1 cm	<b>350-7100 BC</b>	RSZ-7100
125 cc	10,0 cm	2,2 cm	<b>350-7125 BC</b>	RSZ-7125
150 cc	10,3 cm	2,3 cm	<b>350-7150 BC</b>	RSZ-7150
175 cc	11,2 cm	2,4 cm	<b>350-7175 BC</b>	RSZ-7175
200 cc	11,7 cm	2,5 cm	<b>350-7200 BC</b>	RSZ-7200
225 cc	12,2 cm	2,6 cm	<b>350-7225 BC</b>	RSZ-7225
250 cc	12,3 cm	2,8 cm	<b>350-7250 BC</b>	RSZ-7250
275 cc	13,2 cm	2,9 cm	<b>350-7275 BC</b>	RSZ-7275
300 cc	13,5 cm	3,0 cm	<b>350-7300 BC</b>	RSZ-7300
325 cc	13,9 cm	3,0 cm	<b>350-7325 BC</b>	RSZ-7325
350 cc	14,2 cm	3,1 cm	<b>350-7350 BC</b>	RSZ-7350
375 cc	14,4 cm	3,2 cm	<b>350-7375 BC</b>	RSZ-7375
400 cc	14,5 cm	3,2 cm	<b>350-7400 BC</b>	RSZ-7400
450 cc	14,9 cm	3,4 cm	<b>350-7450 BC</b>	RSZ-7450
500 cc	15,2 cm	3,6 cm	<b>350-7500 BC</b>	RSZ-7500
550 cc	15,9 cm	3,6 cm	<b>350-7550 BC</b>	RSZ-7550
600 cc	16,5 cm	3,7 cm	<b>350-7600 BC</b>	RSZ-7600
700 cc	17,4 cm	3,9 cm	<b>350-7700 BC</b>	RSZ-7700
800 cc	18,2 cm	4,1 cm	<b>350-7800 BC</b>	RSZ-7800

\*Max10 kere steril

## Silikon Jel Meme İmplantları, Kohezif I™ devamı

### Pürüzsüz Yuvarlak Orta *Plus* Profil, Kohezif I™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
100 cc	8,2 cm	2,7 cm	<b>350-1001 BC</b>	RSZ-1001
125 cc	8,9 cm	2,8 cm	<b>350-1251 BC</b>	RSZ-1251
150 cc	9,5 cm	2,9 cm	<b>350-1501 BC</b>	RSZ-1501
175 cc	10,0 cm	3,1 cm	<b>350-1751 BC</b>	RSZ-1751
200 cc	10,5 cm	3,2 cm	<b>350-2001 BC</b>	RSZ-2001
225 cc	10,9 cm	3,3 cm	<b>350-2251 BC</b>	RSZ-2251
250 cc	11,3 cm	3,4 cm	<b>350-2501 BC</b>	RSZ-2501
275 cc	11,7 cm	3,5 cm	<b>350-2751 BC</b>	RSZ-2751
300 cc	12,0 cm	3,6 cm	<b>350-3001 BC</b>	RSZ-3001
325 cc	12,3 cm	3,8 cm	<b>350-3251 BC</b>	RSZ-3251
350 cc	12,5 cm	3,9 cm	<b>350-3501 BC</b>	RSZ-3501
375 cc	12,8 cm	4,0 cm	<b>350-3751 BC</b>	RSZ-3751
400 cc	13,1 cm	4,0 cm	<b>350-4001 BC</b>	RSZ-4001
450 cc	13,6 cm	4,2 cm	<b>350-4501 BC</b>	RSZ-4501
500 cc	14,1 cm	4,3 cm	<b>350-5001 BC</b>	RSZ-5001
550 cc	14,6 cm	4,5 cm	<b>350-5501 BC</b>	RSZ-5501
600 cc	15,0 cm	4,6 cm	<b>350-6001 BC</b>	RSZ-6001
700 cc	15,8 cm	4,9 cm	<b>350-7001 BC</b>	RSZ-7001
800 cc	16,5 cm	5,1 cm	<b>350-8001 BC</b>	RSZ-8001

### Pürüzsüz Yuvarlak Yüksek Profil, Kohezif I™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
125 cc	8,3 cm	3,5 cm	<b>350-1254 BC</b>	RSZ-1254
150 cc	8,8 cm	3,7 cm	<b>350-1504 BC</b>	RSZ-1504
175 cc	9,3 cm	3,9 cm	<b>350-1754 BC</b>	RSZ-1754
200 cc	9,7 cm	4,0 cm	<b>350-2004 BC</b>	RSZ-2004
225 cc	10,1 cm	4,2 cm	<b>350-2254 BC</b>	RSZ-2254
250 cc	10,5 cm	4,3 cm	<b>350-2504 BC</b>	RSZ-2504
275 cc	10,8 cm	4,4 cm	<b>350-2754 BC</b>	RSZ-2754
300 cc	11,1 cm	4,5 cm	<b>350-3004 BC</b>	RSZ-3004
325 cc	11,4 cm	4,6 cm	<b>350-3254 BC</b>	RSZ-3254
350 cc	11,7 cm	4,8 cm	<b>350-3504 BC</b>	RSZ-3504
375 cc	12,0 cm	4,8 cm	<b>350-3754 BC</b>	RSZ-3754
400 cc	12,2 cm	5,0 cm	<b>350-4004 BC</b>	RSZ-4004
425 cc	12,5 cm	5,0 cm	<b>350-4254 BC</b>	RSZ-4254
450 cc	12,8 cm	5,1 cm	<b>350-4504 BC</b>	RSZ-4504
500 cc	13,2 cm	5,3 cm	<b>350-5004 BC</b>	RSZ-5004
550 cc	13,6 cm	5,5 cm	<b>350-5504 BC</b>	RSZ-5504
600 cc	14,0 cm	5,6 cm	<b>350-6004 BC</b>	RSZ-6004
650 cc	14,4 cm	5,7 cm	<b>350-6504 BC</b>	RSZ-6504
700 cc	14,8 cm	5,8 cm	<b>350-7004 BC</b>	RSZ-7004
800 cc	15,5 cm	6,0 cm	<b>350-8004 BC</b>	RSZ-8004

\*Max10 kere steril

## Silikon Jel Meme İmplantları, Kohezif I™ devamı

### Pürüzsüz Yuvarlak Ultra Yüksek Profil, Kohezif I™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
135 cc	7,8 cm	4,1 cm	<b>350-5135 BC</b>	RSZ-5135
160 cc	8,2 cm	4,3 cm	<b>350-5160 BC</b>	RSZ-5160
185 cc	8,4 cm	4,4 cm	<b>350-5185 BC</b>	RSZ-5185
215 cc	8,7 cm	4,5 cm	<b>350-5215 BC</b>	RSZ-5215
240 cc	9,0 cm	4,7 cm	<b>350-5240 BC</b>	RSZ-5240
270 cc	9,3 cm	4,8 cm	<b>350-5270 BC</b>	RSZ-5270
295 cc	9,7 cm	5,0 cm	<b>350-5295 BC</b>	RSZ-5295
320 cc	9,8 cm	5,1 cm	<b>350-5320 BC</b>	RSZ-5320
350 cc	10,1 cm	5,2 cm	<b>350-5350 BC</b>	RSZ-5350
375 cc	10,4 cm	5,3 cm	<b>350-5375 BC</b>	RSZ-5375
400 cc	10,6 cm	5,4 cm	<b>350-5400 BC</b>	RSZ-5400
430 cc	10,9 cm	5,6 cm	<b>350-5430 BC</b>	RSZ-5430
455 cc	11,2 cm	5,7 cm	<b>350-5455 BC</b>	RSZ-5455
480 cc	11,4 cm	5,8 cm	<b>350-5480 BC</b>	RSZ-5480
535 cc	12,0 cm	6,1 cm	<b>350-5535 BC</b>	RSZ-5535
590 cc	12,5 cm	6,3 cm	<b>350-5590 BC</b>	RSZ-5590

## Silikon Jel Meme İmplantları, Kohezif II™

### SILTEX™ Yuvarlak Orta Profil, Kohezif II™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
100 cc	9,1 cm	2,6 cm	<b>354-1009</b>	RSZ-7100
125 cc	9,3 cm	2,8 cm	<b>354-1259</b>	RSZ-7125
150 cc	10,1 cm	2,4 cm	<b>354-1509</b>	RSZ-7150
175 cc	10,5 cm	2,9 cm	<b>354-1759</b>	RSZ-7175
200 cc	11,2 cm	2,8 cm	<b>354-2009</b>	RSZ-7200
225 cc	11,5 cm	3,0 cm	<b>354-2259</b>	RSZ-7225
250 cc	11,6 cm	3,5 cm	<b>354-2509</b>	RSZ-7250
275 cc	12,6 cm	3,1 cm	<b>354-2759</b>	RSZ-7275
300 cc	12,6 cm	3,6 cm	<b>354-3009</b>	RSZ-7300
325 cc	13,1 cm	3,6 cm	<b>354-3259</b>	RSZ-7325
350 cc	13,4 cm	3,5 cm	<b>354-3509</b>	RSZ-7350
375 cc	13,4 cm	3,9 cm	<b>354-3759</b>	RSZ-7375
400 cc	13,7 cm	3,8 cm	<b>354-4009</b>	RSZ-7400
450 cc	13,7 cm	4,6 cm	<b>354-4509</b>	RSZ-7450
500 cc	14,2 cm	4,8 cm	<b>354-5009</b>	RSZ-7500
550 cc	14,5 cm	4,5 cm	<b>354-5509</b>	RSZ-7550
600 cc	15,3 cm	4,6 cm	<b>354-6009</b>	RSZ-7600
700 cc	16,3 cm	5,0 cm	<b>354-7009</b>	RSZ-7700
800 cc	16,7 cm	5,4 cm	<b>354-8009</b>	RSZ-7800

\*Max10 kere steril

## Silikon Jel Meme İmplantları, Kohezif II™ devamı

### SILTEX™ Yuvarlak Orta *Plus* Profil, Kohezif II™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
100 cc	8,1 cm	2,7 cm	<b>324-5100</b>	RSZ-1001
125 cc	8,8 cm	2,9 cm	<b>324-5125</b>	RSZ-1251
150 cc	9,4 cm	3,0 cm	<b>324-5150</b>	RSZ-1501
175 cc	10,0 cm	3,2 cm	<b>324-5175</b>	RSZ-1751
200 cc	10,5 cm	3,3 cm	<b>324-5200</b>	RSZ-2001
225 cc	10,9 cm	3,5 cm	<b>324-5225</b>	RSZ-2251
250 cc	11,3 cm	3,6 cm	<b>324-5250</b>	RSZ-2501
275 cc	11,7 cm	3,7 cm	<b>324-5275</b>	RSZ-2751
300 cc	12,0 cm	3,7 cm	<b>324-5300</b>	RSZ-3001
325 cc	12,3 cm	3,8 cm	<b>324-5325</b>	RSZ-3251
350 cc	12,6 cm	3,8 cm	<b>324-5350</b>	RSZ-3501
375 cc	12,9 cm	3,9 cm	<b>324-5375</b>	RSZ-3751
400 cc	13,2 cm	4,0 cm	<b>324-5400</b>	RSZ-4001
450 cc	13,7 cm	4,1 cm	<b>324-5450</b>	RSZ-4501
500 cc	14,1 cm	4,2 cm	<b>324-5500</b>	RSZ-5001
550 cc	14,4 cm	4,4 cm	<b>324-5550</b>	RSZ-5501
600 cc	14,7 cm	4,5 cm	<b>324-5600</b>	RSZ-6001
700 cc	15,7 cm	4,8 cm	<b>324-5700</b>	RSZ-7001
800 cc	16,6 cm	5,0 cm	<b>324-5800</b>	RSZ-8001

## SILTEX™ Yuvarlak Yüksek Profil, Kohezif II™



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:	Sizer*
125 cc	8,4 cm	3,6 cm	<b>324-4125</b>	RSZ-1254
150 cc	8,9 cm	3,8 cm	<b>324-4150</b>	RSZ-1504
175 cc	9,4 cm	4,0 cm	<b>324-4175</b>	RSZ-1754
200 cc	9,9 cm	4,1 cm	<b>324-4200</b>	RSZ-2004
225 cc	10,2 cm	4,3 cm	<b>324-4225</b>	RSZ-2254
250 cc	10,5 cm	4,5 cm	<b>324-4250</b>	RSZ-2504
275 cc	10,9 cm	4,6 cm	<b>324-4275</b>	RSZ-2754
300 cc	11,1 cm	4,7 cm	<b>324-4300</b>	RSZ-3004
325 cc	11,5 cm	4,8 cm	<b>324-4325</b>	RSZ-3254
350 cc	11,7 cm	4,9 cm	<b>324-4350</b>	RSZ-3504
375 cc	12,0 cm	5,0 cm	<b>324-4375</b>	RSZ-3754
400 cc	12,3 cm	5,1 cm	<b>324-4400</b>	RSZ-4004
425 cc	12,5 cm	5,2 cm	<b>324-4425</b>	RSZ-4254
450 cc	12,7 cm	5,2 cm	<b>324-4450</b>	RSZ-4504
500 cc	13,2 cm	5,4 cm	<b>324-4500</b>	RSZ-5004
550 cc	13,5 cm	5,6 cm	<b>324-4550</b>	RSZ-5504
600 cc	14,0 cm	5,7 cm	<b>324-4600</b>	RSZ-6004
650 cc	14,3 cm	5,8 cm	<b>324-4650</b>	RSZ-6504
700 cc	14,7 cm	6,0 cm	<b>324-4700</b>	RSZ-7004
800 cc	15,4 cm	6,3 cm	<b>324-4800</b>	RSZ-8004

\*Max10 kere steril




## CONTOUR PROFILE™ , Jel Meme İmplantları, Kohezif III™

### CPG™ İSİMLENDİRME TABLOSU

Koheziflik Seviyesi	İmplantın Yüksekliği	İmplantın Projeksiyonu
III 3	Uzun 3	Yüksek 3
	Orta 3	Orta <i>Plus</i> 3
	Kısa 3	Orta 3
Anahtar: 1: Koheziflik Seviyesi 2: İmplant Yüksekliği 3: İmplantın Projeksiyonu		

### "A" ve YAY UZUNLUĞUNUN ÖLÇÜMÜNÜ ANLAMAK




## CONTOUR PROFILE™ , Jel Meme İmplantları, Kohezif III™ devamı

### CPG™ Meme İmplantları 331, KOHEZİF III™, Uzun Yükseklik, Orta Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog NO:	Sizer*
125 cc	9,0 cm	9,2 cm	3,2 cm	2,4 cm	3,9 cm	<b>334-0903</b>	RSZ-0903
150 cc	9,5 cm	9,7 cm	3,3 cm	2,6 cm	4,1 cm	<b>334-0953</b>	RSZ-0953
175 cc	10,0 cm	10,2 cm	3,4 cm	2,7 cm	4,3 cm	<b>334-1003</b>	RSZ-1003
200 cc	10,5 cm	10,7 cm	3,5 cm	2,8 cm	4,6 cm	<b>334-1053</b>	RSZ-1053
230 cc	11,0 cm	11,3 cm	3,6 cm	3,0 cm	4,8 cm	<b>334-1103</b>	RSZ-1103
265 cc	11,5 cm	11,8 cm	3,7 cm	3,1 cm	5,0 cm	<b>334-1153</b>	RSZ-1153
300 cc	12,0 cm	12,3 cm	3,9 cm	3,2 cm	5,2 cm	<b>334-1203</b>	RSZ-1203
340 cc	12,5 cm	12,8 cm	4,0 cm	3,4 cm	5,4 cm	<b>334-1253</b>	RSZ-1253
380 cc	13,0 cm	13,3 cm	4,1 cm	3,5 cm	5,6 cm	<b>334-1303</b>	RSZ-1303
425 cc	13,5 cm	13,8 cm	4,3 cm	3,6 cm	5,9 cm	<b>334-1353</b>	RSZ-1353
475 cc	14,0 cm	14,3 cm	4,5 cm	3,8 cm	6,1 cm	<b>334-1403</b>	RSZ-1403
530 cc	14,5 cm	14,8 cm	4,6 cm	3,9 cm	6,3 cm	<b>334-1453</b>	RSZ-1453
585 cc	15,0 cm	15,3 cm	4,8 cm	4,0 cm	6,5 cm	<b>334-1503</b>	RSZ-1503
645 cc	15,5 cm	15,9 cm	5,0 cm	4,2 cm	6,7 cm	<b>334-1553</b>	RSZ-1553

### CPG™ Meme İmplantları 321, KOHEZİF III™, Orta Yükseklik, Orta Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog NO:	Sizer*
120 cc	9,0 cm	8,5 cm	3,3 cm	3,1 cm	4,3 cm	<b>354-0908</b>	RSZ-0908
135 cc	9,5 cm	8,9 cm	3,5 cm	3,2 cm	4,5 cm	<b>354-0958</b>	RSZ-0958
155 cc	10,0 cm	9,4 cm	3,7 cm	3,4 cm	4,7 cm	<b>354-1008</b>	RSZ-1008
180 cc	10,5 cm	9,9 cm	3,8 cm	3,6 cm	5,0 cm	<b>354-1058</b>	RSZ-1058
215 cc	11,0 cm	10,3 cm	3,9 cm	3,6 cm	5,1 cm	<b>354-1108</b>	RSZ-1108
245 cc	11,5 cm	10,8 cm	4,0 cm	3,8 cm	5,3 cm	<b>354-1158</b>	RSZ-1158
280 cc	12,0 cm	11,3 cm	4,2 cm	4,0 cm	5,6 cm	<b>354-1208</b>	RSZ-1208
315 cc	12,5 cm	11,8 cm	4,4 cm	4,1 cm	5,8 cm	<b>354-1258</b>	RSZ-1258
355 cc	13,0 cm	12,2 cm	4,6 cm	4,3 cm	6,0 cm	<b>354-1308</b>	RSZ-1308
395 cc	13,5 cm	12,7 cm	4,7 cm	4,5 cm	6,3 cm	<b>354-1358</b>	RSZ-1358
440 cc	14,0 cm	13,2 cm	4,9 cm	4,6 cm	6,5 cm	<b>354-1408</b>	RSZ-1408
480 cc	14,5 cm	13,6 cm	5,0 cm	5,0 cm	6,9 cm	<b>354-1458</b>	RSZ-1458
530 cc	15,0 cm	14,1 cm	5,2 cm	5,1 cm	7,2 cm	<b>354-1508</b>	RSZ-1508
640 cc	16,0 cm	15,0 cm	5,6 cm	5,5 cm	7,6 cm	<b>354-1608</b>	RSZ-1608
775 cc	17,0 cm	16,0 cm	5,9 cm	5,8 cm	8,1 cm	<b>354-1708</b>	RSZ-1708

### CPG™ Meme İmplantları 311, KOHEZİF III™, Kısa Yükseklik, Orta Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog NO:	Sizer*
100 cc	9,0 cm	8,0 cm	3,0 cm	2,5 cm	4,1 cm	<b>334-0901</b>	RSZ-0901
120 cc	9,5 cm	8,5 cm	3,2 cm	2,6 cm	4,3 cm	<b>334-0951</b>	RSZ-0951
140 cc	10,0 cm	8,9 cm	3,4 cm	2,8 cm	4,5 cm	<b>334-1001</b>	RSZ-1001
160 cc	10,5 cm	9,4 cm	3,6 cm	2,9 cm	4,7 cm	<b>334-1051</b>	RSZ-1051
180 cc	11,0 cm	9,8 cm	3,7 cm	3,0 cm	5,0 cm	<b>334-1101</b>	RSZ-1101
210 cc	11,5 cm	10,3 cm	3,9 cm	3,2 cm	5,2 cm	<b>334-1151</b>	RSZ-1151
235 cc	12,0 cm	10,7 cm	4,1 cm	3,3 cm	5,4 cm	<b>334-1201</b>	RSZ-1201
270 cc	12,5 cm	11,2 cm	4,2 cm	3,5 cm	5,6 cm	<b>334-1251</b>	RSZ-1251
300 cc	13,0 cm	11,6 cm	4,4 cm	3,6 cm	5,9 cm	<b>334-1301</b>	RSZ-1301
335 cc	13,5 cm	12,0 cm	4,6 cm	3,7 cm	6,1 cm	<b>334-1351</b>	RSZ-1351
375 cc	14,0 cm	12,5 cm	4,7 cm	3,9 cm	6,3 cm	<b>334-1401</b>	RSZ-1401
415 cc	14,5 cm	12,9 cm	4,9 cm	4,0 cm	6,5 cm	<b>334-1451</b>	RSZ-1451
460 cc	15,0 cm	13,4 cm	5,1 cm	4,1 cm	6,8 cm	<b>334-1501</b>	RSZ-1501
510 cc	15,5 cm	13,8 cm	5,2 cm	4,3 cm	7,0 cm	<b>334-1551</b>	RSZ-1551
560 cc	16,0 cm	14,3 cm	5,4 cm	4,4 cm	7,2 cm	<b>334-1601</b>	RSZ-1601
615 cc	16,5 cm	14,7 cm	5,6 cm	4,6 cm	7,4 cm	<b>334-1651</b>	RSZ-1651


\*Max10 kere steril






**BECKER™**

Doku Genişletici / Meme İmplantları

**SILTEX™ Yuvarlak BECKER™ 25**  
Genişleticiler / İmplantlar, Kohezif I™


(%25 Silikon Jel, Kohezif I™, dış lümeninde, %75 salin iç lümeninde)

Hacim	Jel Hacmi	Geçici Aşırı Genişleme		Toplam Salin	Toplam Jel-Salin	Çap	Proj.	Kat. No:
		Max Salin	Toplam Jel-Salin					
150 cc	40 cc	185 cc	225 cc	85-150 cc	125-190 cc	10,7 cm	2,4 cm	<b>354-1500</b>
200 cc	50 cc	250 cc	300 cc	125-200 cc	175-250 cc	11,6 cm	2,7 cm	<b>354-2000</b>
250 cc	60 cc	315 cc	375 cc	165-255 cc	225-315 cc	12,1 cm	3,0 cm	<b>354-2500</b>
300 cc	75 cc	375 cc	450 cc	200-300 cc	275-375 cc	12,9 cm	3,0 cm	<b>354-3000</b>
350 cc	90 cc	435 cc	525 cc	235-350 cc	325-440 cc	13,5 cm	3,0 cm	<b>354-3500</b>
400 cc	100 cc	500 cc	600 cc	275-400 cc	375-500 cc	13,7 cm	3,4 cm	<b>354-4000</b>
500 cc	125 cc	625 cc	750 cc	350-500 cc	475-625 cc	14,7 cm	3,7 cm	<b>354-5000</b>
600 cc	150 cc	750 cc	900 cc	425-600 cc	575-750 cc	15,6 cm	4,2 cm	<b>354-6000</b>
700 cc	175 cc	875 cc	1050 cc	500-700 cc	675-875 cc	16,8 cm	4,3 cm	<b>354-7000</b>
800 cc	200 cc	1000 cc	1200 cc	575-800 cc	775-1000 cc	17,2 cm	4,6 cm	<b>354-8000</b>

**SILTEX™ Yuvarlak BECKER™ 50**  
Genişleticiler / İmplantlar, Kohezif I™

(%50 Silikon Jel, Kohezif I™, dış lümeninde, %50 salin iç lümeninde)

Hacim	Jel Hacmi	Toplam Salin	Toplam Jel-Salin	Çap	Proj.	Kat. No:
300 cc	150 cc	150-200 cc	300-350 cc	12,9 cm	3,0 cm	<b>354-1515</b>
400 cc	200 cc	200-300 cc	400-500 cc	13,9 cm	3,4 cm	<b>354-2020</b>
500 cc	250 cc	250-350 cc	500-600 cc	14,7 cm	3,7 cm	<b>354-2525</b>
600 cc	300 cc	300-425 cc	600-725 cc	15,6 cm	4,2 cm	<b>354-3030</b>
700 cc	350 cc	350-500 cc	700-850 cc	16,0 cm	5,0 cm	<b>354-3535</b>

**SILTEX™ CONTOUR PROFILE™ BECKER™**  
35 Genişleticiler / İmplantlar, Kohezif II™

(%35 Silikon Jel, Kohezif II™, dış lümeninde, %65 salin iç lümeninde)

Hacim	Jel Hacmi	Geçici Aşırı Genişleme		Toplam Salin	Toplam Jel-Salin	Genişlik	Çap	Proj.	Kat. No:
		Max Salin	Toplam Jel-Salin						
145 cc	50 cc	120 cc	170 cc	85-95 cc	135-145 cc	9,5 cm	8,3 cm	4,2 cm	<b>324-0955</b>
195 cc	70 cc	155 cc	225 cc	110-125 cc	180-195 cc	10,5 cm	9,1 cm	4,6 cm	<b>324-1055</b>
255 cc	90 cc	205 cc	295 cc	145-165 cc	235-255 cc	11,5 cm	10,0 cm	5,1 cm	<b>324-1155</b>
290 cc	100 cc	235 cc	335 cc	170-190 cc	270-290 cc	12,0 cm	10,5 cm	5,3 cm	<b>324-1205</b>
325 cc	110 cc	270 cc	390 cc	190-215 cc	300-325 cc	12,5 cm	10,9 cm	5,5 cm	<b>324-1255</b>
365 cc	125 cc	300 cc	425 cc	215-240 cc	340-365 cc	13,0 cm	11,3 cm	5,7 cm	<b>324-1305</b>
400 cc	130 cc	335 cc	465 cc	240-270 cc	370-400 cc	13,5 cm	11,8 cm	5,9 cm	<b>324-1355</b>
460 cc	160 cc	375 cc	535 cc	270-300 cc	430-460 cc	14,0 cm	12,2 cm	6,2 cm	<b>324-1405</b>
565 cc	195 cc	460 cc	655 cc	330-370 cc	525-565 cc	15,0 cm	13,1 cm	6,6 cm	<b>324-1505</b>
685 cc	240 cc	555 cc	795 cc	400-445 cc	640-685 cc	16,0 cm	13,9 cm	7,0 cm	<b>324-1605</b>

**SPECTRA™**

Ayarlanabilir Jel Meme İmplantları

**SILTEX™ Yuvarlak SPECTRA™**  
Ayarlanabilir Jel Meme İmplantı  
Kohezif I™ψ

Hacim	Jel Hacmi	Salin Hacmi	Düşük Doldurma		Max Doldurma		Kat. No:
			Çap	Proj.	Çap	Proj.	
190 cc	180 cc	10-50cc	9,9 cm	4,1 cm	9,4 cm	5,1 cm	<b>314-4190</b>
215 cc	205 cc	10-50cc	10,2 cm	4,3 cm	9,8 cm	5,2 cm	<b>314-4215</b>
240 cc	230 cc	10-50cc	10,5 cm	4,5 cm	10,2 cm	5,3 cm	<b>314-4240</b>
260 cc	250 cc	10-50cc	10,9 cm	4,6 cm	10,5 cm	5,4 cm	<b>314-4260</b>
285 cc	275 cc	10-50cc	11,1 cm	4,7 cm	10,8 cm	5,5 cm	<b>314-4285</b>
310 cc	300 cc	10-50cc	11,5 cm	4,8 cm	11,1 cm	5,6 cm	<b>314-4310</b>
335 cc	325 cc	10-50cc	11,7 cm	4,9 cm	11,4 cm	5,7 cm	<b>314-4335</b>
355 cc	345 cc	10-50cc	12,0 cm	5,0 cm	11,7 cm	5,8 cm	<b>314-4355</b>
380 cc	370 cc	10-50cc	12,3 cm	5,1 cm	11,9 cm	5,8 cm	<b>314-4380</b>
405 cc	395 cc	10-50cc	12,5 cm	5,2 cm	12,2 cm	5,9 cm	<b>314-4405</b>
430 cc	420 cc	10-50cc	12,7 cm	5,2 cm	12,4 cm	6,0 cm	<b>314-4430</b>
480 cc	465 cc	15-75cc	13,2 cm	5,4 cm	12,9 cm	6,1 cm	<b>314-4480</b>
525 cc	510 cc	15-75cc	13,5 cm	5,6 cm	13,3 cm	6,2 cm	<b>314-4525</b>
575 cc	560 cc	15-75cc	14,0 cm	5,7 cm	13,8 cm	6,4 cm	<b>314-4575</b>
620 cc	605 cc	15-100cc	14,3 cm	5,8 cm	14,1 cm	6,5 cm	<b>314-4620</b>
665 cc	650 cc	15-100cc	14,7 cm	6,0 cm	14,5 cm	6,6 cm	<b>314-4665</b>
760 cc	745 cc	15-100cc	15,4 cm	6,3 cm	15,1 cm	6,7 cm	<b>314-4760</b>

**Pürüzsüz Yuvarlak SPECTRA™**  
Ayarlanabilir Jel Meme İmplantı  
Kohezif I™ψ

Hacim	Jel Hacmi	Salin Hacmi	Düşük Doldurma		Max Doldurma		Kat. No:
			Çap	Proj.	Çap	Proj.	
190 cc	180 cc	10-50cc	9,7 cm	4,0 cm	9,4 cm	5,1 cm	<b>310-4190</b>
215 cc	205 cc	10-50cc	10,1 cm	4,2 cm	9,8 cm	5,2 cm	<b>310-4215</b>
240 cc	230 cc	10-50cc	10,5 cm	4,3 cm	10,2 cm	5,3 cm	<b>310-4240</b>
260 cc	250 cc	10-50cc	10,8 cm	4,4 cm	10,5 cm	5,4 cm	<b>310-4260</b>
285 cc	275 cc	10-50cc	11,1 cm	4,5 cm	10,8 cm	5,5 cm	<b>310-4285</b>
310 cc	300 cc	10-50cc	11,4 cm	4,6 cm	11,1 cm	5,6 cm	<b>310-4310</b>
335 cc	325 cc	10-50cc	11,7 cm	4,8 cm	11,4 cm	5,7 cm	<b>310-4335</b>
355 cc	345 cc	10-50cc	12,0 cm	4,8 cm	11,7 cm	5,8 cm	<b>310-4355</b>
380 cc	370 cc	10-50cc	12,2 cm	5,0 cm	11,9 cm	5,8 cm	<b>310-4380</b>
405 cc	395 cc	10-50cc	12,5 cm	5,0 cm	12,2 cm	5,9 cm	<b>310-4405</b>
430 cc	420 cc	10-50cc	12,8 cm	5,1 cm	12,4 cm	6,0 cm	<b>310-4430</b>
480 cc	465 cc	15-75cc	13,2 cm	5,3 cm	12,9 cm	6,1 cm	<b>310-4480</b>
525 cc	510 cc	15-75cc	13,6 cm	5,5 cm	13,3 cm	6,2 cm	<b>310-4525</b>
575 cc	560 cc	15-75cc	14,0 cm	5,6 cm	13,8 cm	6,4 cm	<b>310-4575</b>
620 cc	605 cc	15-100cc	14,4 cm	5,7 cm	14,1 cm	6,5 cm	<b>310-4620</b>
665 cc	650 cc	15-100cc	14,8 cm	5,8 cm	14,5 cm	6,6 cm	<b>310-4665</b>
760 cc	745 cc	15-100cc	15,5 cm	6,0 cm	15,1 cm	6,7 cm	<b>310-4760</b>

ψ Operasyon sonrası ayarlanabilen portu paketi ayrıca satın alınabilir.

## Steril, Tekrar Steril Edilebilir Jel Meme İmplant Sizerları\*

### Yuvarlak Jel Meme İmplant Sizerları, Düşük Profil



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:
100 cc	9,4 cm	1,9 cm	<b>RSZ-1100</b>
125 cc	10,1 cm	2,0 cm	<b>RSZ-1125</b>
150 cc	10,7 cm	2,2 cm	<b>RSZ-1150</b>
175 cc	11,3 cm	2,3 cm	<b>RSZ-1175</b>
200 cc	11,8 cm	2,4 cm	<b>RSZ-1200</b>
225 cc	12,3 cm	2,5 cm	<b>RSZ-1225</b>
250 cc	12,7 cm	2,6 cm	<b>RSZ-1250</b>
275 cc	13,1 cm	2,7 cm	<b>RSZ-1275</b>
300 cc	13,5 cm	2,7 cm	<b>RSZ-1300</b>
325 cc	13,9 cm	2,8 cm	<b>RSZ-1325</b>
350 cc	14,2 cm	2,9 cm	<b>RSZ-1350</b>
375 cc	14,5 cm	2,9 cm	<b>RSZ-1375</b>
400 cc	14,8 cm	3,0 cm	<b>RSZ-1400</b>
450 cc	15,4 cm	3,1 cm	<b>RSZ-1450</b>
500 cc	16,0 cm	3,3 cm	<b>RSZ-1500</b>
550 cc	16,5 cm	3,4 cm	<b>RSZ-1550</b>
600 cc	17,0 cm	3,5 cm	<b>RSZ-1600</b>

### Yuvarlak Jel Meme İmplant Sizerları, Orta Profil




Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:
100 cc	9,3 cm	2,1 cm	<b>RSZ-7100</b>
125 cc	10,0 cm	2,2 cm	<b>RSZ-7125</b>
150 cc	10,3 cm	2,3 cm	<b>RSZ-7150</b>
175 cc	11,2 cm	2,4 cm	<b>RSZ-7175</b>
200 cc	11,7 cm	2,5 cm	<b>RSZ-7200</b>
225 cc	12,2 cm	2,6 cm	<b>RSZ-7225</b>
250 cc	12,3 cm	2,8 cm	<b>RSZ-7250</b>
275 cc	13,2 cm	2,9 cm	<b>RSZ-7275</b>
300 cc	13,5 cm	3,0 cm	<b>RSZ-7300</b>
325 cc	13,9 cm	3,0 cm	<b>RSZ-7325</b>
350 cc	14,2 cm	3,1 cm	<b>RSZ-7350</b>
375 cc	14,4 cm	3,2 cm	<b>RSZ-7375</b>
400 cc	14,5 cm	3,2 cm	<b>RSZ-7400</b>
450 cc	14,9 cm	3,4 cm	<b>RSZ-7450</b>
500 cc	15,2 cm	3,6 cm	<b>RSZ-7500</b>
550 cc	15,9 cm	3,6 cm	<b>RSZ-7550</b>
600 cc	16,5 cm	3,7 cm	<b>RSZ-7600</b>
700 cc	17,4 cm	3,9 cm	<b>RSZ-7700</b>
800 cc	18,2 cm	4,1 cm	<b>RSZ-7800</b>

\*Max10 kere steril

## Steril, Tekrar Steril Edilebilir Jel Meme İmplant Sizerları\* devamı

### Yuvarlak Jel Meme İmplant Sizerları, Orta *Plus* Profil



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:
100 cc	8,2 cm	2,7 cm	<b>RSZ-1001</b>
125 cc	8,9 cm	2,8 cm	<b>RSZ-1251</b>
150 cc	9,5 cm	2,9 cm	<b>RSZ-1501</b>
175 cc	10,0 cm	3,1 cm	<b>RSZ-1751</b>
200 cc	10,5 cm	3,2 cm	<b>RSZ-2001</b>
225 cc	10,9 cm	3,3 cm	<b>RSZ-2251</b>
250 cc	11,3 cm	3,4 cm	<b>RSZ-2501</b>
275 cc	11,7 cm	3,5 cm	<b>RSZ-2751</b>
300 cc	12,0 cm	3,6 cm	<b>RSZ-3001</b>
325 cc	12,3 cm	3,8 cm	<b>RSZ-3251</b>
350 cc	12,5 cm	3,9 cm	<b>RSZ-3501</b>
375 cc	12,8 cm	4,0 cm	<b>RSZ-3751</b>
400 cc	13,1 cm	4,0 cm	<b>RSZ-4001</b>
450 cc	13,6 cm	4,2 cm	<b>RSZ-4501</b>
500 cc	14,1 cm	4,3 cm	<b>RSZ-5001</b>
550 cc	14,6 cm	4,5 cm	<b>RSZ-5501</b>
600 cc	15,0 cm	4,6 cm	<b>RSZ-6001</b>
700 cc	15,8 cm	4,9 cm	<b>RSZ-7001</b>
800 cc	16,5 cm	5,1 cm	<b>RSZ-8001</b>

### Yuvarlak Jel Meme İmplant Sizerları, Yüksek Profil



Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:
125 cc	8,3 cm	3,5 cm	<b>RSZ-1254</b>
150 cc	8,8 cm	3,7 cm	<b>RSZ-1504</b>
175 cc	9,3 cm	3,9 cm	<b>RSZ-1754</b>
200 cc	9,7 cm	4,0 cm	<b>RSZ-2004</b>
225 cc	10,1 cm	4,2 cm	<b>RSZ-2254</b>
250 cc	10,5 cm	4,3 cm	<b>RSZ-2504</b>
275 cc	10,8 cm	4,4 cm	<b>RSZ-2754</b>
300 cc	11,1 cm	4,5 cm	<b>RSZ-3004</b>
325 cc	11,4 cm	4,6 cm	<b>RSZ-3254</b>
350 cc	11,7 cm	4,8 cm	<b>RSZ-3504</b>
375 cc	12,0 cm	4,8 cm	<b>RSZ-3754</b>
400 cc	12,2 cm	5,0 cm	<b>RSZ-4004</b>
425 cc	12,5 cm	5,0 cm	<b>RSZ-4254</b>
450 cc	12,8 cm	5,1 cm	<b>RSZ-4504</b>
500 cc	13,2 cm	5,3 cm	<b>RSZ-5004</b>
550 cc	13,6 cm	5,5 cm	<b>RSZ-5504</b>
600 cc	14,0 cm	5,6 cm	<b>RSZ-6004</b>
650 cc	14,4 cm	5,7 cm	<b>RSZ-6504</b>
700 cc	14,8 cm	5,8 cm	<b>RSZ-7004</b>
800 cc	15,5 cm	6,0 cm	<b>RSZ-8004</b>

\*Max10 kere steril

## Steril, Tekrar Steril Edilebilir Jel Meme İmplant Sizerları\* devamı

### Yuvarlak Jel Meme İmplant Sizerları, Ultra Yüksek Profil




Hacim	Çap	Projeksiyon	Katalog No:
135 cc	7,8 cm	4,1 cm	<b>RSZ-5135</b>
160 cc	8,2 cm	4,3 cm	<b>RSZ-5160</b>
185 cc	8,4 cm	4,4 cm	<b>RSZ-5185</b>
215 cc	8,7 cm	4,5 cm	<b>RSZ-5215</b>
240 cc	9,0 cm	4,7 cm	<b>RSZ-5240</b>
270 cc	9,3 cm	4,8 cm	<b>RSZ-5270</b>
295 cc	9,7 cm	5,0 cm	<b>RSZ-5295</b>
320 cc	9,8 cm	5,1 cm	<b>RSZ-5320</b>
350 cc	10,1 cm	5,2 cm	<b>RSZ-5350</b>
375 cc	10,4 cm	5,3 cm	<b>RSZ-5375</b>
400 cc	10,6 cm	5,4 cm	<b>RSZ-5400</b>
430 cc	10,9 cm	5,6 cm	<b>RSZ-5430</b>
455 cc	11,2 cm	5,7 cm	<b>RSZ-5455</b>
480 cc	11,4 cm	5,8 cm	<b>RSZ-5480</b>
535 cc	12,0 cm	6,1 cm	<b>RSZ-5535</b>
590 cc	12,5 cm	6,3 cm	<b>RSZ-5590</b>

\*Max 10 kez steril edilebilir.


## Steril, Tekrar Steril Edilebilir Jel Meme İmplant Sizerları\* devamı

### CPG™ Jel Meme İmplant Sizerları 331, Kohezif III™, Uzun Yükselik, Orta Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog No:
125 cc	9,0 cm	9,2 cm	3,2 cm	2,4 cm	3,9 cm	<b>RSZ-0903</b>
150 cc	9,5 cm	9,7 cm	3,3 cm	2,6 cm	4,1 cm	<b>RSZ-0953</b>
175 cc	10,0 cm	10,2 cm	3,4 cm	2,7 cm	4,3 cm	<b>RSZ-1003</b>
200 cc	10,5 cm	10,7 cm	3,5 cm	2,8 cm	4,6 cm	<b>RSZ-1053</b>
230 cc	11,0 cm	11,3 cm	3,6 cm	3,0 cm	4,8 cm	<b>RSZ-1103</b>
265 cc	11,5 cm	11,8 cm	3,7 cm	3,1 cm	5,0 cm	<b>RSZ-1153</b>
300 cc	12,0 cm	12,3 cm	3,9 cm	3,2 cm	5,2 cm	<b>RSZ-1203</b>
340 cc	12,5 cm	12,8 cm	4,0 cm	3,4 cm	5,4 cm	<b>RSZ-1253</b>
380 cc	13,0 cm	13,3 cm	4,1 cm	3,5 cm	5,6 cm	<b>RSZ-1303</b>
425 cc	13,5 cm	13,8 cm	4,3 cm	3,6 cm	5,9 cm	<b>RSZ-1353</b>
475 cc	14,0 cm	14,3 cm	4,5 cm	3,8 cm	6,1 cm	<b>RSZ-1403</b>
530 cc	14,5 cm	14,8 cm	4,6 cm	3,9 cm	6,3 cm	<b>RSZ-1453</b>
585 cc	15,0 cm	15,3 cm	4,8 cm	4,0 cm	6,5 cm	<b>RSZ-1503</b>
645 cc	15,5 cm	15,9 cm	5,0 cm	4,2 cm	6,7 cm	<b>RSZ-1553</b>

### CPG™ Jel Meme İmplant Sizerları 321, Kohezif III™, Orta Yükselik, Orta Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog No:
120 cc	9,0 cm	8,5 cm	3,3 cm	3,1 cm	4,3 cm	<b>RSZ-0908</b>
135 cc	9,5 cm	8,9 cm	3,5 cm	3,2 cm	4,5 cm	<b>RSZ-0958</b>
155 cc	10,0 cm	9,4 cm	3,7 cm	3,4 cm	4,7 cm	<b>RSZ-1008</b>
180 cc	10,5 cm	9,9 cm	3,8 cm	3,6 cm	5,0 cm	<b>RSZ-1058</b>
215 cc	11,0 cm	10,3 cm	3,9 cm	3,6 cm	5,1 cm	<b>RSZ-1108</b>
245 cc	11,5 cm	10,8 cm	4,0 cm	3,8 cm	5,3 cm	<b>RSZ-1158</b>
280 cc	12,0 cm	11,3 cm	4,2 cm	4,0 cm	5,6 cm	<b>RSZ-1208</b>
315 cc	12,5 cm	11,8 cm	4,4 cm	4,1 cm	5,8 cm	<b>RSZ-1258</b>
355 cc	13,0 cm	12,2 cm	4,6 cm	4,3 cm	6,0 cm	<b>RSZ-1308</b>
395 cc	13,5 cm	12,7 cm	4,7 cm	4,5 cm	6,3 cm	<b>RSZ-1358</b>
440 cc	14,0 cm	13,2 cm	4,9 cm	4,6 cm	6,5 cm	<b>RSZ-1408</b>
480 cc	14,5 cm	13,6 cm	5,0 cm	5,0 cm	6,9 cm	<b>RSZ-1458</b>
530 cc	15,0 cm	14,1 cm	5,2 cm	5,1 cm	7,2 cm	<b>RSZ-1508</b>
640 cc	16,0 cm	15,0 cm	5,6 cm	5,5 cm	7,6 cm	<b>RSZ-1608</b>
775 cc	17,0 cm	16,0 cm	5,9 cm	5,8 cm	8,1 cm	<b>RSZ-1708</b>

### CPG™ Jel Meme İmplant Sizerları 311, Kohezif III™, Kısa Yükselik, Orta Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog No:
100 cc	9,0 cm	8,0 cm	3,0 cm	2,5 cm	4,1 cm	<b>RSZ-0090</b>
120 cc	9,5 cm	8,5 cm	3,2 cm	2,6 cm	4,3 cm	<b>RSZ-0095</b>
140 cc	10,0 cm	8,9 cm	3,4 cm	2,8 cm	4,5 cm	<b>RSZ-0100</b>
160 cc	10,5 cm	9,4 cm	3,6 cm	2,9 cm	4,7 cm	<b>RSZ-0105</b>
180 cc	11,0 cm	9,8 cm	3,7 cm	3,0 cm	5,0 cm	<b>RSZ-0110</b>
210 cc	11,5 cm	10,3 cm	3,9 cm	3,2 cm	5,2 cm	<b>RSZ-0115</b>
235 cc	12,0 cm	10,7 cm	4,1 cm	3,3 cm	5,4 cm	<b>RSZ-0120</b>
270 cc	12,5 cm	11,2 cm	4,2 cm	3,5 cm	5,6 cm	<b>RSZ-0125</b>
300 cc	13,0 cm	11,6 cm	4,4 cm	3,6 cm	5,9 cm	<b>RSZ-0130</b>
335 cc	13,5 cm	12,0 cm	4,6 cm	3,7 cm	6,1 cm	<b>RSZ-0135</b>
375 cc	14,0 cm	12,5 cm	4,7 cm	3,9 cm	6,3 cm	<b>RSZ-0140</b>
415 cc	14,5 cm	12,9 cm	4,9 cm	4,0 cm	6,5 cm	<b>RSZ-0145</b>
460 cc	15,0 cm	13,4 cm	5,1 cm	4,1 cm	6,8 cm	<b>RSZ-0150</b>
510 cc	15,5 cm	13,8 cm	5,2 cm	4,3 cm	7,0 cm	<b>RSZ-0155</b>
560 cc	16,0 cm	14,3 cm	5,4 cm	4,4 cm	7,2 cm	<b>RSZ-0160</b>
615 cc	16,5 cm	14,7 cm	5,6 cm	4,6 cm	7,4 cm	<b>RSZ-0165</b>

\*Max10 kere steril

Steril, Tekrar Steril Edilebilir  
Jel Meme İmplant Sizerları\* devamı

CPG™ Jel Meme İmplant Sizerları 332,  
Kohezif III™, Uzun Yükseklik, Orta *Plus* Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog No:
145 cc	9,0 cm	9,4 cm	3,8 cm	2,8 cm	4,6 cm	<b>RSZ-0909</b>
175 cc	9,5 cm	9,9 cm	4,0 cm	3,0 cm	4,9 cm	<b>RSZ-0959</b>
205 cc	10,0 cm	10,4 cm	4,2 cm	3,1 cm	5,1 cm	<b>RSZ-1009</b>
235 cc	10,5 cm	10,9 cm	4,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	<b>RSZ-1059</b>
270 cc	11,0 cm	11,5 cm	4,7 cm	3,5 cm	5,7 cm	<b>RSZ-1109</b>
305 cc	11,5 cm	12,0 cm	4,9 cm	3,6 cm	5,9 cm	<b>RSZ-1159</b>
350 cc	12,0 cm	12,5 cm	5,1 cm	3,8 cm	6,2 cm	<b>RSZ-1209</b>
395 cc	12,5 cm	13,0 cm	5,3 cm	3,9 cm	6,4 cm	<b>RSZ-1259</b>
445 cc	13,0 cm	13,5 cm	5,5 cm	4,1 cm	6,7 cm	<b>RSZ-1309</b>
495 cc	13,5 cm	14,1 cm	5,7 cm	4,2 cm	7,0 cm	<b>RSZ-1359</b>
555 cc	14,0 cm	14,6 cm	5,9 cm	4,4 cm	7,2 cm	<b>RSZ-1409</b>
615 cc	14,5 cm	15,1 cm	6,1 cm	4,6 cm	7,5 cm	<b>RSZ-1459</b>
680 cc	15,0 cm	15,6 cm	6,3 cm	4,7 cm	7,7 cm	<b>RSZ-1509</b>

CPG™ Jel Meme İmplant Sizerları 322,  
Kohezif III™, Orta Yükseklik, Orta *Plus* Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog No:
140 cc	9,0 cm	8,5 cm	3,8 cm	2,9 cm	4,7 cm	<b>RSZ-0905</b>
165 cc	9,5 cm	8,9 cm	4,0 cm	3,0 cm	4,9 cm	<b>RSZ-0955</b>
195 cc	10,0 cm	9,4 cm	4,2 cm	3,2 cm	5,2 cm	<b>RSZ-1005</b>
225 cc	10,5 cm	9,9 cm	4,4 cm	3,3 cm	5,5 cm	<b>RSZ-1055</b>
255 cc	11,0 cm	10,3 cm	4,7 cm	3,5 cm	5,7 cm	<b>RSZ-1105</b>
295 cc	11,5 cm	10,8 cm	4,9 cm	3,7 cm	6,0 cm	<b>RSZ-1155</b>
330 cc	12,0 cm	11,3 cm	5,1 cm	3,8 cm	6,3 cm	<b>RSZ-1205</b>
375 cc	12,5 cm	11,8 cm	5,3 cm	4,0 cm	6,5 cm	<b>RSZ-1255</b>
420 cc	13,0 cm	12,2 cm	5,5 cm	4,1 cm	6,8 cm	<b>RSZ-1305</b>
475 cc	13,5 cm	12,7 cm	5,7 cm	4,3 cm	7,0 cm	<b>RSZ-1355</b>
525 cc	14,0 cm	13,2 cm	5,9 cm	4,5 cm	7,3 cm	<b>RSZ-1405</b>
585 cc	14,5 cm	13,6 cm	6,1 cm	4,6 cm	7,6 cm	<b>RSZ-1455</b>
650 cc	15,0 cm	14,1 cm	6,3 cm	4,8 cm	7,8 cm	<b>RSZ-1505</b>

CPG™ Jel Meme İmplant Sizerları 312,  
Kohezif III™, Kısa Yükseklik, Orta *Plus* Projeksiyon




Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog No:
125 cc	9,0 cm	8,0 cm	3,8 cm	2,5 cm	4,6 cm	<b>RSZ-0907</b>
145 cc	9,5 cm	8,4 cm	4,0 cm	2,6 cm	4,8 cm	<b>RSZ-0957</b>
170 cc	10,0 cm	8,8 cm	4,2 cm	2,7 cm	5,1 cm	<b>RSZ-1007</b>
195 cc	10,5 cm	9,3 cm	4,4 cm	2,9 cm	5,4 cm	<b>RSZ-1057</b>
225 cc	11,0 cm	9,7 cm	4,7 cm	3,0 cm	5,6 cm	<b>RSZ-1107</b>
255 cc	11,5 cm	10,2 cm	4,9 cm	3,1 cm	5,9 cm	<b>RSZ-1157</b>
290 cc	12,0 cm	10,6 cm	5,1 cm	3,3 cm	6,1 cm	<b>RSZ-1207</b>
330 cc	12,5 cm	11,1 cm	5,3 cm	3,4 cm	6,4 cm	<b>RSZ-1257</b>
370 cc	13,0 cm	11,5 cm	5,5 cm	3,6 cm	6,6 cm	<b>RSZ-1307</b>
415 cc	13,5 cm	12,0 cm	5,7 cm	3,7 cm	6,9 cm	<b>RSZ-1357</b>
465 cc	14,0 cm	12,4 cm	5,9 cm	3,8 cm	7,1 cm	<b>RSZ-1407</b>
515 cc	14,5 cm	12,8 cm	6,1 cm	4,0 cm	7,4 cm	<b>RSZ-1457</b>
570 cc	15,0 cm	13,3 cm	6,3 cm	4,1 cm	7,7 cm	<b>RSZ-1507</b>
690 cc	16,0 cm	14,2 cm	6,8 cm	4,4 cm	8,2 cm	<b>RSZ-1607</b>

\*Max 10 kez steril edilebilir.

Steril, Tekrar Steril Edilebilir  
Jel Meme İmplant Sizerları\* devamı

CPG™ Jel Meme İmplant Sizerları 333,  
Kohezif III™, Uzun Yükseklik, Yüksek Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog No:
180 cc	9,0 cm	9,4 cm	4,6 cm	3,1 cm	5,5 cm	<b>RSZ-4090</b>
215 cc	9,5 cm	9,9 cm	4,8 cm	3,3 cm	5,8 cm	<b>RSZ-4095</b>
250 cc	10,0 cm	10,4 cm	5,1 cm	3,4 cm	6,1 cm	<b>RSZ-4100</b>
290 cc	10,5 cm	10,9 cm	5,3 cm	3,6 cm	6,4 cm	<b>RSZ-4105</b>
330 cc	11,0 cm	11,5 cm	5,6 cm	3,8 cm	6,8 cm	<b>RSZ-4110</b>
380 cc	11,5 cm	12,0 cm	5,8 cm	3,9 cm	7,1 cm	<b>RSZ-4115</b>
430 cc	12,0 cm	12,5 cm	6,0 cm	4,1 cm	7,4 cm	<b>RSZ-4120</b>
485 cc	12,5 cm	13,0 cm	6,2 cm	4,3 cm	7,7 cm	<b>RSZ-4125</b>
545 cc	13,0 cm	13,5 cm	6,5 cm	4,5 cm	8,0 cm	<b>RSZ-4130</b>
610 cc	13,5 cm	14,1 cm	6,7 cm	4,6 cm	8,3 cm	<b>RSZ-4135</b>
680 cc	14,0 cm	14,6 cm	6,9 cm	4,8 cm	8,6 cm	<b>RSZ-4140</b>
755 cc	14,5 cm	15,1 cm	7,1 cm	5,0 cm	8,9 cm	<b>RSZ-4145</b>

CPG™ Jel Meme İmplant Sizerları 323,  
Kohezif III™, Orta Yükseklik, Yüksek Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog No:
165 cc	9,0 cm	8,5 cm	4,6 cm	3,0 cm	5,3 cm	<b>RSZ-0902</b>
195 cc	9,5 cm	8,9 cm	4,8 cm	3,2 cm	5,6 cm	<b>RSZ-0952</b>
225 cc	10,0 cm	9,4 cm	5,1 cm	3,4 cm	5,9 cm	<b>RSZ-1002</b>
260 cc	10,5 cm	9,9 cm	5,3 cm	3,5 cm	6,2 cm	<b>RSZ-1052</b>
300 cc	11,0 cm	10,3 cm	5,6 cm	3,7 cm	6,5 cm	<b>RSZ-1102</b>
345 cc	11,5 cm	10,8 cm	5,8 cm	3,9 cm	6,8 cm	<b>RSZ-1152</b>
390 cc	12,0 cm	11,3 cm	6,0 cm	4,0 cm	7,1 cm	<b>RSZ-1202</b>
440 cc	12,5 cm	11,8 cm	6,2 cm	4,2 cm	7,4 cm	<b>RSZ-1252</b>
495 cc	13,0 cm	12,2 cm	6,5 cm	4,4 cm	7,7 cm	<b>RSZ-1302</b>
555 cc	13,5 cm	12,7 cm	6,7 cm	4,5 cm	8,0 cm	<b>RSZ-1352</b>
620 cc	14,0 cm	13,2 cm	6,9 cm	4,7 cm	8,3 cm	<b>RSZ-1402</b>
685 cc	14,5 cm	13,6 cm	7,1 cm	4,9 cm	8,6 cm	<b>RSZ-1452</b>

CPG™ Jel Meme İmplant Sizerları 313,  
Kohezif III™, Kısa Yükseklik, Yüksek Projeksiyon



Hacim	Genişlik	Yükseklik	Projeksiyon	A	Yay Uzunluğu	Katalog No:
130 cc	9,0 cm	8,1 cm	4,4 cm	2,6 cm	5,2 cm	<b>RSZ-0906</b>
155 cc	9,5 cm	8,6 cm	4,5 cm	2,7 cm	5,4 cm	<b>RSZ-0956</b>
180 cc	10,0 cm	9,0 cm	4,6 cm	2,9 cm	5,7 cm	<b>RSZ-1006</b>
210 cc	10,5 cm	9,5 cm	4,8 cm	3,0 cm	6,0 cm	<b>RSZ-1056</b>
240 cc	11,0 cm	9,9 cm	4,9 cm	3,2 cm	6,3 cm	<b>RSZ-1106</b>
270 cc	11,5 cm	10,3 cm	5,0 cm	3,3 cm	6,6 cm	<b>RSZ-1156</b>
310 cc	12,0 cm	10,8 cm	5,2 cm	3,5 cm	6,9 cm	<b>RSZ-1206</b>
350 cc	12,5 cm	11,2 cm	5,4 cm	3,6 cm	7,2 cm	<b>RSZ-1256</b>
395 cc	13,0 cm	11,7 cm	5,6 cm	3,8 cm	7,4 cm	<b>RSZ-1306</b>
440 cc	13,5 cm	12,2 cm	5,8 cm	3,9 cm	7,7 cm	<b>RSZ-1356</b>
490 cc	14,0 cm	12,6 cm	6,1 cm	4,0 cm	8,0 cm	<b>RSZ-1406</b>
545 cc	14,5 cm	13,1 cm	6,3 cm	4,2 cm	8,3 cm	<b>RSZ-1456</b>
605 cc	15,0 cm	13,5 cm	6,6 cm	4,3 cm	8,6 cm	<b>RSZ-1506</b>

\*Max 10 kere steril edilebilir.

## CONTOUR PROFILE™

## Doku Geniřleticiler

## SILTEX™ CONTOUR PROFILE™

Doku Geniřleticiler, Kısa Ykseklik,  
Stil 6100\*



Hacim	Geniřlik	Ykseklik	Projeksiyon	Katalog No:
250 cc	11,4 cm	8,1 cm	6,1 cm	<b>354-6111</b>
350 cc	12,7 cm	9,4 cm	6,5 cm	<b>354-6112</b>
450 cc	14,0 cm	10,2 cm	7,1 cm	<b>354-6113</b>
550 cc	15,0 cm	10,9 cm	7,4 cm	<b>354-6114</b>
650 cc	15,7 cm	11,2 cm	7,9 cm	<b>354-6115</b>
750 cc	16,5 cm	11,9 cm	8,1 cm	<b>354-6116</b>

## SILTEX™ CONTOUR PROFILE™

Doku Geniřleticiler, Orta Ykseklik,  
Stil 6200\*



Hacim	Geniřlik	Ykseklik	Projeksiyon	Katalog No:
275 cc	10,7 cm	9,3 cm	6,2 cm	<b>354-6211</b>
350 cc	11,7 cm	10,0 cm	6,6 cm	<b>354-6212</b>
450 cc	12,7 cm	10,8 cm	7,0 cm	<b>354-6213</b>
550 cc	13,5 cm	11,7 cm	7,4 cm	<b>354-6214</b>
650 cc	14,6 cm	12,6 cm	7,6 cm	<b>354-6215</b>
800 cc	15,6 cm	13,3 cm	8,0 cm	<b>354-6216</b>

## SILTEX™ CONTOUR PROFILE™

Doku Geniřleticiler, Uzun Ykseklik,  
Stil 6300\*




Hacim	Geniřlik	Ykseklik	Projeksiyon	Katalog No:
250 cc	10,1 cm	10,7 cm	5,6 cm	<b>354-6311</b>
350 cc	11,3 cm	11,8 cm	6,0 cm	<b>354-6312</b>
450 cc	12,3 cm	12,9 cm	6,5 cm	<b>354-6313</b>
550 cc	13,2 cm	13,8 cm	6,9 cm	<b>354-6314</b>
650 cc	14,0 cm	14,6 cm	7,3 cm	<b>354-6315</b>
750 cc	14,6 cm	15,3 cm	7,6 cm	<b>354-6316</b>
850 cc	15,4 cm	15,9 cm	7,9 cm	<b>354-6317</b>

\*CENTERSCOPE™ Manyetik Dedektr Cihazı ile birlikte

Not: CONTOUR PROFILE™ Doku Geniřleticiler MRI uyumlu deęildir.


## Dięer Doku Geniřleticiler

## Przsz Yuvarlak Doku Geniřleticiler




Hacim	ap	Projeksiyon	Katalog No:
400 cc	11,3 cm	5,9 cm	<b>350-4305M</b>
550 cc	13,4 cm	5,8 cm	<b>350-4307M</b>
700 cc	14,6 cm	6,7 cm	<b>350-4304M</b>
850 cc	15,0 cm	7,2 cm	<b>350-4308M</b>
1000 cc	15,5 cm	7,8 cm	<b>350-4306M</b>

## Przsz Eliptik Doku Geniřleticiler




Hacim	Uzunluk	Geniřlik	Dřk Projeksiyon	Geci Ařırı Genleřme		Katalog No:
				Projeksiyon	Max Hacim	
25 cc	6,0 cm	4,0 cm	2,3 cm	4,5 cm	75 cc	<b>350-5301M</b>
50 cc	8,0 cm	5,0 cm	2,5 cm	5,3 cm	150 cc	<b>350-5302M</b>
75 cc	10,0 cm	6,0 cm	2,1 cm	6,0 cm	225 cc	<b>350-5303M</b>
150 cc	12,0 cm	7,0 cm	3,2 cm	7,2 cm	450 cc	<b>350-5304M</b>
250 cc	14,0 cm	8,0 cm	4,5 cm	9,0 cm	750 cc	<b>350-5305M</b>
125 cc	15,0 cm	5,0 cm	3,3 cm	6,5 cm	375 cc	<b>350-5306M</b>

## Przsz Hilal Doku Geniřleticiler



Hacim	Uzunluk	Geniřlik	Projeksiyon	Katalog No:
50 cc	9,0 cm	5,7 cm	2,7 cm	<b>350-4312M</b>
100 cc	11,0 cm	6,9 cm	3,7 cm	<b>350-4313M</b>
200 cc	14,6 cm	7,5 cm	4,3 cm	<b>350-4314M</b>
300 cc	16,5 cm	10,3 cm	4,7 cm	<b>350-4315M</b>
400 cc	18,2 cm	11,4 cm	5,2 cm	<b>350-4316M</b>
500 cc	19,6 cm	12,4 cm	5,5 cm	<b>350-4317M</b>

## Przsz Dikdrtgen Doku Geniřleticiler



Hacim	Uzunluk	Geniřlik	Projeksiyon	Katalog No:
50 cc	6,9 cm	3,2 cm	3,2 cm	<b>350-4309M</b>
100 cc	6,6 cm	5,1 cm	5,6 cm	<b>350-4301M</b>
250 cc	10,4 cm	7,3 cm	5,6 cm	<b>350-4302M</b>
400 cc	10,6 cm	9,3 cm	6,6 cm	<b>350-4303M</b>
550 cc	13,7 cm	7,1 cm	7,7 cm	<b>350-4310M</b>
700 cc	15,0 cm	8,0 cm	7,9 cm	<b>350-4311M</b>



## Aksesuarlar

### Aseptik Transfer Sistem

#### Tanım


\*Aseptik Transfer Sistem

#### Katalog No:

**350-8400**

Kutuda 4 steril paket bulunur, paketin içindekiler:

- 60cc şırınga (Steril, Tek kullanımlık)
- Keskin iğne
- 48" hortum (Salin Poşetini boşaltmak için)
- Çift çıkışlı valf
- 10" hortum (İmplant dolum tüpünü boşaltmak için)
- Luer konektörü (İmplant dolum tüpüne bağlanır)



### Enjeksiyon Port Dedektörü

#### Tanım

CENTERSCOPE™ Manyetik Dedektör Cihazı **350-4402**

#### Katalog No:

**350-4402**

### Enjeksiyon Portu

#### Tanım

Port Paket Seti

#### Katalog No:

**350-DOMPK**

**SPECTRA™ Ayarlanabilir Jel İmplantlarıyla kullanılabilir.**

## Önemli Güvenlik Bilgileri

MemoryGel™ Meme İmplantları kadınlarda (en az 18 yaşında) göğüs büyütmede ya da rekonstrüksiyonunda kullanılır. Meme implantı operasyonu meme kanseri veya kanser öncesi mevcut aktif enfeksiyonu olan kadınlarda ve ayrıca hamile ya da emziren kadınlara meme implant ameliyatı yapılmamalıdır.

Meme implantları ömürboyu cihazlar değildir ve meme implantları mutlaka tek ameliyat olmak zorunda değildir. MemoryGel® Meme İmplantlarında en çok karşılaşılan komplikasyonlar; tekrar-operasyon, kapsüler kontraktür, asimetri ve memede acı. Yırtılma olasılığı çok düşüktür. Yırtılmış bir silikon jel-dolgulu meme implantlarının hayati sonuçları tam olarak belirlenememiştir. Mammografi, MRI ya da ultrason görüntülemesi implantın yırtıldığını tespit etmek için implant operasyonundan sonra yapılması önerilir.

Hastanın meme implantlarının risklerini ve faydalarını anlaması ve bilgilenebilmesi gerekir ve operasyona karar vermeden önce doktorlara danışmalıdır.

CONTOUR PROFILE® Doku Genişleticileri ve Enjeksiyon portundan şişirilen Pürüzsüz Yuvarlak Doku Genişleticileri mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonunda kullanılır. Bu genişleticiler geçici olarak subkütan ya da kas altı yerleştirmeleri içindir ve altı aydan fazla kullanılmamalıdır. MRI gereken hastalara CONTOUR PROFILE® Doku Genişleticisi ya da Uzaktan Şişirilen Pürüzsüz Doku Genişleticisi kullanılmamalıdır. İmplant acı veren ve yerdeğişimine sebep olan MRI tarafından hareket ettirilebilir ve sonucu düzeltme operasyonu olabilir. Genişleticinin yaralı alana yerleştirilmesinden dolayı genişleticinin ekstrüzyon sıklığının görülmesi artmıştır.

MemoryGel® Meme İmplantları ve Doku Genişleticiler gibi tüm MENTOR® ürünlerinin kullanımı hakkında detaylı endikasyon, kontrendikasyon, uyarı ve önlemler için her ürünle birlikte verilen Ürün Kitapçığına ya da [www.mentorwllc.com](http://www.mentorwllc.com) adresinden Önemli Güvenlik Bilgilerine bakarak bilgi edinebilirsiniz.

\*Avrupa Birliği ülkelerinde satılmamaktadır.

## Merkez

Santa Barbara, CA 93111 USA  
Tel: +1 805 879 6000  
www.mentorwwllc.com

## Avrupa, Orta Doęu, Afrika Temsilcilikleri

### Almanya, Avusturya & İřvire

Mentor Deutschland GmbH  
Tel: +49 811 600 50 0  
Fax: +49 811 600 50 11

### İtalya, Yunanistan & İsrail

Johnson & Johnson Medical S.p.a.  
Tel: +39 06 911 94 500  
Fax: +39 02 644 10 563

### Fransa & Benelux

ETHICON France, S.A.S.  
Tel: +33 1 55 00 22 45  
Fax: +33 1 55 00 28 11

### Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan, Slovenya & Bulgaristan

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.  
Tel: +386 1 40 11 800  
Fax: +386 1 40 11 801

### Polonya, Litvanya, Letonya & Estonya

Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.  
Tel: +48 22 237 83 05  
Fax: +48 22 237 83 53

### Güney Afrika

Johnson & Johnson Medical (Pty) Ltd  
Tel: +27 11 265 1135  
Fax: +27 11 265 1114

### Orta Doęu, Mısır & Pakistan

Johnson & Johnson Middle East Inc  
Tel: +971 4 429 72 00  
Fax: +971 4 299 43 30

### İspanya & Portekiz

Mentor Medical Systems Iberica, S.L  
Tel: +34 91 562 2700  
Fax: +34 91 728 3367

### İngiltere & İrlanda

Johnson & Johnson Medical Ltd  
Tel: +44 (0)800 973 082  
Fax: +44 (0)134 486 4122

### Rusya & CIS

Johnson & Johnson LLC  
Tel: + 7 495 580 7777  
Fax: +7 495 580 7878

### ek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan & Romanya

Johnson & Johnson s.r.o.  
Tel: +420 227 012 371  
Fax: +420 227 012 300

### İsve, Danimarka, Norve, Finlandiya & İzlanda

Johnson & Johnson AB  
Tel: +46 8 626 2200  
Fax: +46 8 754 5850

### Türkiye

Johnson & Johnson Medical Turkey  
Tel: +90 216 538 21 21  
Fax: +90 216 538 21 30

### Kuzey Afrika & Afrika

Johnson & Johnson Professional Export  
Tel: + 44 (0)1506 594 500  
Fax: + 44 (0)1506 594 731

 **MENTOR**<sup>®</sup>  
MAKE LIFE MORE *beautiful*<sup>™</sup>

